

K&C 한의학심리연구소

kmpri.co.kr

사용 매뉴얼

CLUPEA

Connected Healthcare, Powered by Data



서비스 대상 & 역할

- 정신건강 진단을 위한 보다 정확하고 편리한 비대면 솔루션



비대면 서비스


- 대상자의 검사페이지 온라인 생성
> PC 및 테블릿으로 검사
- 대상자의 스마트폰에서 검사
> 검사페이지 문자(SMS) 발송

대면 서비스

- 대상자 지필검사
> 지필 검사 답안을 상담자가
PC 및 테블릿으로 입력

서비스 흐름 & 솔루션 구성


- 대상자와 검사자 간의 디지털검사와 채점결과를 제공하는 디지털 툴 & 서비스 공급



사용 시나리오(사례)

1. 회원가입

- 계정 생성 후 관리자 승인을 거쳐 가입완료



[회원가입]



[계정생성]



[관리자가입정보검토]




[가입환영]



사용 시나리오(사례)

2. 검사툴 구매

- 검사툴 구매 후 정신건강 서비스 이용
 - 검사툴을 구매해야 검사 툴을 선택할 수 있는 탭이 생성



- 상품구매 메뉴를 통하여 원하는 검사툴 구매
 - 온라인 검사 - 디지털 코인만 구입
 - 지필 검사 - 지필 검사 책자와 디지털코인 구입
 - 메뉴얼 - 검사와 관련하여 방법 및 설명이 되어 있는 책자 구입
- 결제 방법
 - 계좌이체 - 계좌이체 후 당일 업무시간내 관리자가 확인하여 코인 승인 및 책자 배송발주
 - 카드결제 - 즉시 코인 승인 및 책자 배송 발주

사용 시나리오(사례)

3. 대상자 생성(사례1)

- 방문예약으로 미리 검사를 하고 오는 방법
 - 스마트폰 사용자에게 문자발송을 통한 온라인으로 검사 진행



- 문자발송(개인)
 - 대상자의 개별 검사 생성
- 문자발송(단체)
 - 한번에 등록해야 하는 대상자가 여러 명일 경우 엑셀파일을 다운 받아서 작성 후 재업로드 하면 대상자 한번에 생성
- 스마트폰에서 문자(SMS) 수신 받은 링크에 접속하여 검사진행

사용 시나리오(사례)

3. 대상자 생성(사례2)

- 방문하여 현장에서 검사하는 방법
 - 온라인 검사 생성으로 태블릿/PC 등에서 검사 진행



- 태블릿으로 대상자를 온라인검사페이지를 생성하고, 온라인 검사를 진행 할 경우
 - <http://kmpri.co.kr/m> 으로 접속
 - 검사자가 대상자를 생성한 후, 해당 태블릿을 대상자에게 인계
 - 태블릿에서 다른 방법의 검사들도 진행가능
- PC에서 대상자를 온라인검사페이지를 생성하고, 온라인 검사를 진행 할 경우
 - 검사자가 대상자를 생성한 후, 해당 PC를 대상자에게 인계

사용 시나리오(사례)

3. 대상자 생성(사례3)

- 방문하여 현장에서 지필검사 후 답안 입력하는 방법
 - 지필대상자 생성 후태블릿/PC 등에서 선택 값 입력



[검사방법선택]



[지필검사]

	사상성격검사 Sasang Personality Questionnaire			
	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	그렇다	매우 그렇다
1. 자기인생을 보다 나은 사람으로 평가할 수 있다.	0	1	2	3
2. 절망적일 때가 자주 있다.	0	1	2	3
3. 자기인생에 대해 만족할 수 있다.	0	1	2	3
4. 어떤 사람과도 쉽게 친분이 없다.	0	1	2	3
5. 절망적이지 않다.	0	1	2	3
6. 모든 사람에게도 친절하게 대할 수 있다.	0	1	2	3
7. 모든 사람도 절망적일 때가 자주 있다.	0	1	2	3
8. 절망적이지 않다.	0	1	2	3

[지필대상자 입력 후
작성 값 입력]



- PC/태블릿에서 지필대상자를 생성한 후 지필로 작성한 값을 순차적으로 입력
 - 마우스 선택 및 키보드(1~4)까지의 번호로 입력 가능

사용 시나리오(사례)

4. 대상자 검사 결과

- 디지털 검사를 완료한 대상자의 채점 결과 확인
 - 대상자의 검사결과를 확인하면 해당 검사의 1코인 차감

검사자전용페이지접속

채점관리

검사결과 열람

[검사전용페이지]



[최초 채점결과 열람 시 1코인 차감]

K&C 경영혁신연구소 소개 디지털검사SPQ 근거자료 소식 후원금 MI (영광) 로고인

채점관리

No.	이름	생년월일	성별	연락처	검사타입	검사일
8429	이재민	2001-08-03	여성	010-8330-8333	SPQ 자기보고형	2021-01-04
35410	김철수	1997-01-06	남성	010-9876-5432	SPQ 자기보고형	2021-01-04

kmpri.co.kr 내용:
1코인이 차감됩니다. (SPQ 자기보고형의 남은 코인 수 : 100)

확인

[검사결과 열람]



- 검사자전용페이지(검사현황)에서 최신 검사 완료한 대상자 6명 까지 출력(빠르게 선택 가능)
- 검사결과관리 페이지로 이동하여 최신 검사 완료한 대상자 순으로 모든 채점결과 열람 가능
- 검사결과 열람 시 해당 검사에 대한 1코인이 차감되며, 최초 열람 시에만 적용

KMPRI.co.kr

사용방법

메인페이지

- ① 상품구매 - 상품리스트
- ② 고객지원 - 공지사항, FAQ, Q&A게시판
- ③ 회원가입 | ④ 로그인
- ⑤ 고객센터 연락처
- ⑥ 팝업창



소개

- 검사 소개페이지 입니다.
- ① 검사에 대한 소개 팸플릿을 다운로드 받을 수 있습니다.

K&C 한의학심리연구소
Korean Medicine & Psychology Research Institute

KMPRI 소개

상품구매

고객지원

소식자료

회원가입 로그인

KMPRI란?



KMPRI란 Korean Medicine & Psychology Research Institute의 약어로서 한의학과 심리학을 접목시켜 연구하는 기관입니다. 다년간 심리학과 한의학 분야에서의 체계적인 연구로 쌓여온 지식전문가로 구성된 한의학심리연구소와 심리검사의 다양한 라이선스를 보유하고 있는 한국심리주식회사와 디지털 검사플랫폼의 리더인 클루피주식회사가 만나 K&C한의학심리연구소가 되었습니다. 기존의 복잡했던 지필검사를 디지털화하여 보다 쉽고 빠르게 검사를 수행할 수 있으며 검사결과가 즉시 시각화됨으로써 검사자와 대상자 모두의 편리성을 증대한 심리검사 플랫폼입니다.



1

[팸플릿 보기 >](#)

디지털검사SHOP


- 각 상품을 검색하여 구매할 수 있습니다.

- ① 온라인검사
 - 온라인검사를 진행할 수 있는 코인 구매
- ② 도구(지필)검사
 - 오프라인검사를 위한 책자와 검사결과 입력 코인을 함께 구매
- 상품은 로그인 후에 구매가 가능합니다.



고객지원

- 고객지원에서 공지사항과, Q&A를 확인할 수 있습니다.
 - ① 공지사항을 확인할 수 있습니다.
 - ② 자주 묻는 질문과 답변을 확인할 수 있습니다.
 - ③ 질문을 남길 수 있습니다.




공지사항

NO.	제목	작성일	조회수
공지	매뉴얼 변경안내	2021-03-24	24
공지	BECK 시리즈 출시 / 매뉴얼	2021-02-15	85
공지	제2020-147호「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 일부개정	2021-02-15	51
5	설 연휴 안내	2021-02-05	82
4	홈페이지 리뉴얼되었습니다.	2021-01-22	51
3	제 1차 SPQ (사상성격검사) 초급 워크샵	2021-01-11	218
2	K&C한의학심리연구소페이지 매뉴얼	2021-01-07	125
1	K&C한의학심리연구소페이지를 오픈합니다.	2021-01-07	52

< 1 >

소식

- 소식에서 연구/임상자료와 관련뉴스를 확인할 수 있습니다.
 - ① 사상성격검사와 관련된 연구/임상자료를 확인할 수 있습니다.
 - ② 사상성격검사와 관련된 뉴스를 확인할 수 있습니다.



연구/임상자료

NO.	제목	작성일	조회수
22	K-BAI 신뢰도 및 타당도 관련 기초 자료	2021-02-01	16
21	K-BDI-II 신뢰도 및 타당도 관련 기초 자료	2021-02-01	17
20	K-BHS 신뢰도 및 타당도 연구 자료	2021-02-01	12
19	The Yin-Yang personality from biopsychological perspective using revised Sasang Personality Q questionnaire	2021-01-15	16
18	Teaching Yin-Yang biopsychology using the animation, "Pororo the Little Penguin"	2021-01-15	7
17	Comment on "Manifestations of Sasang Typology according to Common Chronic Diseases in Koreans"	2021-01-15	8
16	사상의학의 심리학적 연구에 대한 체계적 고찰	2021-01-15	14
15	Yin-Yang personality of pediatric outpatients in Korea	2021-01-15	7
14	Is the cognitive emotion regulation strategy related to Yin-Yang personality traits?	2021-01-15	7
13	Biopsychological and pathophysiological features of Cold-Heat subgroup of Sasang typology with Sasang Digestive Function Inventory, Sasang Personality Questionnaire and Body Mass Index	2021-01-15	13

< 1 2 3 >

회원가입

① 회원약관 동의 체크 후 가입진행

- 회원 가입 요청하고, 관리자가 가입 승인 후 이용가능

K&C 한의학심리연구소 Korean Medicine & Psychology Research Institute

KMPRI 소개 상품구매 고객센터 소식자료 회원가입 로그인

K&C 한의학심리연구소 가입

회원이용약관

[제1장 총칙]

제1조 (목적)

본 약관은 클루피 주식회사(이하 '회사')가 운영하는 온라인 사상성격검사 플랫폼 케이앤씨 한의학심리연구소(이하 '서비스')를 이용함에 있어 이용자와 회사 간의 의무, 권리, 책임사항 및 회원의 서비스 이용조건 및 절차 등 기본적인 사항을 규정하여 회원의 권익을 보호함을 목적으로 한다.

이용자는 본 이용약관을 자세히 읽은 후 이용약관에 동의하지 않을 경우, 본 이용약관에 동의하거나, 서비스에 등록 또는 액세스하거나 이를 이용(이하 '이용')하지 말아야 한다.

제2조 (용어의 정의)

- 케이앤씨 한의학심리연구소 서비스(이하 '서비스') : 회사가 제공하는 모든 서비스를 의미한다.
 - 사상성격검사 서비스
 - 사상성격검사의 분석/관리 솔루션 서비스
 - 사상성격검사를 위한 검사 및 결과지 구매 서비스
 - 기타 회사가 추가 개발하거나 다른 회사와 제휴 등을 통해 제공하는 서비스
- 이용자 : 본 약관에 따라 회사가 제공하는 서비스를 이용하는 사용자를 의미한다.

개인정보보호정책

1. 개인정보처리방침의 수립과 공개

케이앤씨 한의학심리연구소는 클루피 주식회사(이하 '회사'라 한다)가 운영하는 사상성격검사 플랫폼입니다. 회사는 개인정보 보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등에 따라 이용자의 개인정보를 보호하고 하고, 개인정보와 관련하여 회사와 이용자간의 권리 및 의무 관계를 규정하기 위해 개인정보 처리방침을 수립/공개합니다.

2. 수집되는 개인정보

회사는 회원 종류에 따라 다음의 개인정보를 필수 및 선택항목으로 수집하고 있습니다.

- 일반 회원
실제 상담사와의 상담 진행 시 상담의 특성상 개인의 건강과 관련하여 아래와 같은 정보가 수집되며, 상담 내용과 진행에 따라 회사가 수집하는 개인정보에는 민감정보가 포함될 수 있습니다.
 - 필수항목: 이름, 생년월일, 성별, 전화번호
- 상담사 회원
상담사 회원의 회원가입은 웹페이지에서 가능하며, 가입 시에 아래와 같은 정보가 수집됩니다.
 - 필수 항목(회사) : 상호, 사업자번호, 업종, 업태, 대표자명, 아이디, 비밀번호, 연락처 주소, 담당자명, 웹사이트, 이메일, 계좌번호, 휴대전화번호, 본인인증

1 회원이용약관 및 개인정보처리방침에 동의합니다 (필수)

회원가입

개인 정보 보호 정책 | 서비스 이용약관

클루피주식회사 | 사업자번호 614-87-00644 | 대표자 김기환 (41985) 대구광역시 북구 호암로51, 벤처오피스 215호 |

통신판매업 신고번호 제 2021-대구북구-0037호

T 053.357.0307 | E contact@kmpri.co.kr | 평일 09:00~18:00 (주말 및 공휴일 휴무)

K&C 한의학심리연구소 Korean Medicine & Psychology Research Institute

사이트 바로가기

2020 copyright by Clupea,inc.

회원가입

• 회원가입

- 회원유형선택
- 아이디
- 비밀번호
- 사진업로드

- 회원유형에 따라 상이

- 주소
- 이름

- 이메일주소
- 휴대폰번호

• 마케팅 활용 및
광고성 정보 수신 동의
(동의 - 광고성 메일 수신)

K&C 한의학심리연구소 가입

회원유형선택 병원 심리센터 학생

아이디

비밀번호

비밀번호 확인

면허 사진을 업로드하세요 (필수)

우편번호 상세주소

주소

상세주소2

이름

이메일주소

휴대폰번호

마케팅 활용 및 광고성 정보 수신 동의 (선택)

로그인

- ① 아이디 / 비밀번호로 로그인

K&C 한의학심리연구소

KMPRI 소개 상품구매 고객지원 소식자료 회원가입 로그인

K&C 한의학심리연구소

아이디

비밀번호

1 로그인

2 아이디/비밀번호 찾기

- ② 아이디 / 비밀번호를 찾을 경우 해당정보를 입력 하면 가입 시 입력한 이메일로 로그인정보 전송

K&C 한의학심리연구소

KMPRI 소개 상품구매 고객지원 소식자료 회원가입 로그인

아이디/비밀번호찾기

아이디찾기

성명

이메일

확인

비밀번호찾기

아이디

성명

이메일

확인

검사현황

- ① 남아있는 코인의 개수
 - 남은코인의 개수 출력
- ② 최근검사내역
 - 가장 최근에 검사를 완료한 대상자 순으로 6개 항목 순차 출력
 - ③ 더보기를 클릭하면 "검사결과관리" 페이지로 이동
 - ④ 리스트에서 각 항목을 클릭하면 검사결과 출력
- ⑤ 최근 구매한 상품 리스트 출력
- ⑥ 검사 통계 출력(성별, 연령별)
- ⑦ 나의 문의내역 확인

K&C 권의학심리연구소
KMPRI 소개 상품구매 고객센터 소식자료 마이페이지 | 로그인

1 나의코인

검사명	잔여코인
SPQ 자기보고형	1441개
SPQ 부모평정형	725개
K-BDI-II 벡우울척도	77개
K-BAI 벡불안척도	85개
K-BHS 벡질량척도	89개
KPRC 한국아동인성평정척도	93개
K-BSS 벡자살사고척도	96개

2 최근검사내역

3 더보기

4 (리스트에서 각 항목을 클릭하면 검사결과 출력)

5 최근구매내역

6 총 검사건수

TOTAL 165건

- 중 (165)
- 남성 (127)
- 여성 (38)

7 나의문의내역

제목	작성일
매뉴명 변경안내	2021-03-24
BECK 시리즈 출시 / ...	2021-02-15

SPQ (사상성격검사) 결과지

이름	나이	성별	생년월일	검사자이름	검사기관	검사날짜
김민준	29	남	1992-03-10	김민준	한국대학교	2021-03-10

당신의 SPQ 시행 결과는 다음과 같습니다.

항목	결과
외향성	29
SPQ-T(SPQ 총점)	13
SPQ-B(SPQ 범람)	7
SPQ-C(SPQ 반자)	9


2020 copyright by Clupea, Inc.

검사결과관리

• 검사완료 한 대상자 리스트출력

- ① 항목을 클릭하면 결과페이지 팝업
 - 결제가 완료 된 대상자는 코인차감 없이 열람가능
 - ② 회색으로 된 대상자는 코인결제가 되지 않은 대상자로 클릭 하면 해당 타입 코인이 1 차감됨
- ③ 항목을 선택하여 각각에 해당하는 검사 결과만 출력

kmpri.co.kr 내용:
1코인이 차감됩니다. (SPQ 자기보고형의 남은 코인 수 : 100)



문자발송(기본)

- 검사타입 선택 후 대상자의 이름, 전화번호, 생년월일, 성별을 입력하고 ①확인을 클릭하면 대상자 생성 완료 / 문자발송
- 생성한 대상자는 ② 하단에서 확인 / 문자재전송 가능

K&C 한의학심리연구소
KMPRI 소개 상품구매 고객센터 소식지료 마이페이지 로그아웃

문자발송(기본) 사용방법

소수의 검사자를 대상으로 (비)대면검사를 실시할 경우
검사자 한명의 정보를 등록 후 검사 페이지 주소를 문자로 발송

2

SPQ 자기보고형 SPQ 부모평정형 K-BDI-II 백우울척도
K-BAI 백물안척도 K-BHS 백절망척도 KPRC 한국아동인성평정척도
K-BSS 백자살사고척도

이름 _____
전화번호 01012345678
생년월일 YYYY-MM-DD
성별 남성 여성

1 확인

kmpri.co.kr 내용:
검사문자를 발송했습니다.

확인

문자발송내역

문자발송 후 검사를 완료하지 않는 대상자의 리스트입니다.
(검사를 완료하면 리스트에 출력되지 않습니다.)

이름을 입력하세요

<input type="checkbox"/>	대상자번호	이름	전화번호	생년월일	성별	형식	문자재전송
<input type="checkbox"/>	50587	test	010-3530-4927	2000-10-27	남성	KPRC 한국아동인성평정척도	검사문자재발송

삭제

< 1 >

개인 정보 보호 정책 서비스 이용 약관
클루퍼우식회사 | 사업자번호 614-87-00644 | 대표자 김기원
(41808) 대구광역시 북구 호암로51, 별첨오피스 215호
통신위원회 신고번호 제 2021-대구북구-0037호
T. 053.357.0307 | E. contact@kmpri.co.kr | 영업 09:00~18:00 (주말 및 공휴일 휴무)

K&C 한의학심리연구소
Korean Medicine & Psychology Research Institute
사이트 매크로가기

2020 copyright by Clupea, Inc.

문자발송(단체)

- 검사타입을 먼저 선택
- ①을 클릭해서 파일 양식을 다운 받은 후에 양식에 맞게 대상자 작성
- 형식을 선택하고 ②확인 버튼을 누르면 대상자 생성 완료
- 하단에서 대상자 목록 확인, 문자 발송 가능

문자발송(단체) 사용방법

다수의 검사자를 대상으로 (비)대면검사를 실시할 경우
검사자 다수의 정보를 엑셀 파일 내 입력하여 사이트 내 검사자로 등록 후 인증문자 발송

SPQ 자기보고형 SPQ 부모평정형 K-BDI-II 벡우울척도
K-BAI 벡불안척도 K-BHS 벡경망척도 KPRC 한국아동인성평정척도
K-BSS 벡자살사고척도

1 다운로드 엑셀 파일을 다운로드하여 칸을 채우신 후 업로드하십시오.

파일 파일 선택 선택된 파일 없음

확인

kpri.co.kr 내용:
생성되었습니다.

확인

문자발송하기
엑셀로 업로드 된 대상자의 리스트입니다.
확인 후 대상자를 선택하여 인증문자를 발송하십시오.
(검사를 완료하면 리스트에 출력되지 않습니다.)

이름을 입력하세요

<input type="checkbox"/>	대상자번호	이름	전화번호	생년월일	성별	형식
<input type="checkbox"/>						

식세

< 1 >

인증문자발송

개인 정보 보호 정책 | 서비스 이용 약관
클루피주식회사 | 사업자번호 614-87-00644 | 대표자 김기환
(41585) 대구광역시 북구 호암로51, 번체오피스 215호 |
통신판매업 신고번호 제 2021-대구북구-0037호
T. 053.357.0307 | E. contact@kmpri.co.kr | 영업 09:00~18:00 (주말 및 공휴일 휴무)

K&C 한의학심리연구소
Korean Medicine & Psychology Research Institute
사이트 바로가기

2020 copyright by Clipsea, Inc.

검사페이지 생성

- 검사타입 선택 후 대상자 정보 입력
- ①을 클릭하면 대상자가 생성되고 검사페이지로 바로 이동 가능
- 하단 대상자목록에서도 검사페이지로 이동 가능

K&C 한의학심리연구소
KMPRI 소개 상품구매 고객센터 소식자료 마이페이지 로그아웃

검사페이지 생성 사용방법

소수의 검사자를 대상으로 대면검사를 실시할 경우
태블릿, PC를 이용하여 검사자 한 명의 정보를 등록 후 바로 검사 페이지 생성

SPQ 자기보고형 SPQ 부모평정형 K-BDI-II 벡우울척도
K-BAI 벡불안척도 K-BHS 벡정망척도 KPRC 한국아동인성평정척도
K-BSS 벡자살사고척도

이름 _____
전화번호 01012345678
생년월일 YYYY-MM-DD
성별 남성 여성

1 **확인**

kmpri.co.kr 내용:
검사가 생성되었습니다.
검사페이지로 이동하시겠습니까?

확인 취소

온라인검사생성내역

온라인검사생성 후 검사를 완료하지 않는 대상자의 리스트입니다.
(검사를 완료하면 리스트에 출력되지 않습니다.)

이름을 입력하세요 🔍

<input checked="" type="checkbox"/>	대상자번호	이름	전화번호	생년월일	성별	형식	온라인페이지
<input checked="" type="checkbox"/>	10000000000000000000	김민준	010-1234-5678	2000-01-01	남성	SPQ 자기보고형	온라인페이지

[백로그가기](#)

검사페이지

- 대상자는 수신한 문자로 모바일에서 접속이 가능하며, 해당링크를 사용하면 PC에서도 테스트가능 (개인정보 처리방침 동의 필수)

SPQ
사상성격검사

1. 개인정보처리방침의 수립과 공개
에스피큐는 주식회사 블루피(이하 '회사'란 한다)가 운영하는 사상성격검사 플랫폼입니다. 회사는 개인정보 보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등에 따라 이용자의 개인정보를 보호하고 하고, 개인정보와 관련하여 회사와 이용자간의 권리 및 의무 관계를 규정하기 위해 개인정보 처리방침을 수립/공개합니다.

2. 수집되는 개인정보
회사는 회원 종류에 따라 다음의 개인정보를 필수 및 선택항목으로 수집하고 있습니다.
① 일반 회원
실제 상담사와의 상담 진행 시 상담의 특성상 개인의 건강과 관련하여 아래와 같은 정보가 수집되며, 상담 내용과 진행에 따라 회사가 수집하는 개인정보에는 민감정보가 포함될 수 있습니다.
- 필수항목: 이름, 생년월일, 성별, 전화번호
② 수집된 개인정보의 이용
회사는 회원관리, 서비스 개발·제공 및 향상, 안전한 인터넷 이용환경 구축 등 아래의 목적으로만 개인정보를 이용합니다.
일반 회원은 상담에 필요한 인구학적인 통계정보를 제공하며, 회사는 연구, 통계 등의 목적으로 활용할 수 있습니다. 활동범위에 대해서는 저작권 정책(4장)의 내용에 따르며, 회사가 취득한 정보와 저작물 기타 자료 등의 이용기간은 특별한 사유가 없는 한 영구적으로 합니다. 보안, 프라이버시, 안전 측면에서 이용자가 안심하고 이용할 수 있는 서비스 이용환경 구축을 위하여 개인정보를 이용합니다.

4. 개인정보의 제공
회사는 이용자의 사전 동의 없이 개인정보를 외부에 제공하지 않습니다. 단, 이용자가 외부 제3자의 서비스를 이용하기 위하여 개인정보 제공에 직접 동의한 경우, 그리고 관련 법령에 의거해 회사에 개인정보 제출 의무가 발생한 경우, 이용자의 생명이나 안전에 급박한 위험이 확인되어 이를 해소하기 위한

개인정보처리방침에 동의합니다(필수)

확인

SPQ
사상성격검사



당신의 성격을 알아보기 위한 질문들입니다.
어느 문항이든 맞거나 틀린 답은 없습니다.
각 문항을 읽고, 당신과 일치하는 항목에 체크하여주십시오.

← 지시문의 내용이 자신과 일치하지 않을수록 지시문의 내용이 자신과 일치할수록 →

상황에 따라 유연하게 대처하는 편이다.

전혀 그렇지 않다
 그렇지 않다
 그렇다
 매우 그렇다

남에게 먼저 말을 걸지 않는 편이다.

전혀 그렇지 않다
 그렇지 않다
 그렇다
 매우 그렇다

기본파라는 말을 자주 듣는다.

전혀 그렇지 않다
 그렇지 않다
 그렇다
 매우 그렇다

결정을 내리기전에 여러 가지를 고려하는 편이다.

전혀 그렇지 않다
 그렇지 않다
 그렇다
 매우 그렇다

감정이 잘 드러나지 않는다.

전혀 그렇지 않다
 그렇지 않다
 그렇다
 매우 그렇다

다음으로

지필검사 채점

- 문자 발송없이 대상자 생성 후 즉시 검사 가능
- 검사타입 선택 후 대상자의 이름, 전화번호, 생년월일, 성별을 입력하고 하단에서 검사실행

K&C 한의학심리연구소 KMPRI 소개 상품구매 고객지원 소식자료 마이페이지 | 로그인

☰ 검사현황
☑ 검사결과관리
☐ 온라인검사 실시
☞ 문자발송(기본)
☞ 문자발송(단체)
☑ 검사제어지 생성
☑ **지필검사 채점**
📍 내정보
🏠 장비구니
🛒 구매내역
🔍 내정보수정

지필 채점하기 사용방법

SPQ 자기보고형 SPQ 부모평정형 K-BDI-II 백우울척도
K-BAI 백분위척도 K-BHS 백정망척도 KPRC 한국아동인성평정척도
K-BSS 백자살사고척도

이름 _____

전화번호 01012345678 _____

생년월일 YYYY-MM-DD _____

성별 남성 여성

각 문항을 읽고 해당 문항에 점수를 표기하세요 (마우스클릭 또는 번호를 입력하시면 됩니다)

1	① ② ③ ④	6	① ② ③ ④	11	① ② ③ ④	16	① ② ③ ④
2	① ② ③ ④	7	① ② ③ ④	12	① ② ③ ④	17	① ② ③ ④
3	① ② ③ ④	8	① ② ③ ④	13	① ② ③ ④	18	① ② ③ ④
4	① ② ③ ④	9	① ② ③ ④	14	① ② ③ ④	19	① ② ③ ④
5	① ② ③ ④	10	① ② ③ ④	15	① ② ③ ④	20	① ② ③ ④

지필검사 채점(단체)

- 문자 발송없이 대상자 생성 후 즉시 검사 가능
- 검사타입을 먼저 선택
- ①을 클릭해서 파일 양식을 다운 받은 후에 양식에 맞게 대상자 작성
- 형식을 선택하고 ②확인 버튼을 누르면 대상자 생성 완료

지필검사 채점(단체) 사용방법

다수의 검사자를 대상으로 (비)대면검사를 실시할 경우
 검사자 다수의 정보를 엑셀 파일 내 입력하여

이름	전화번호	생년월일	성별MF	결과	검사일
홍길동	010-1234-5678	2010-01-01	M	0.1,2,3,0.1,2,3,0.1,2,3,0.1,2,3	2021-08-02 17:34:35
홍길순	2010-01-01	F	0.1,2,3,0.1,2,3,0.1,2,3,0.1,2,3	2021-08-02 00:00:00	

1 다운로드 엑셀 파일을 다운로드하여 칸을 채우신 후 업로드하시면 됩니다.

파일

kmpri.co.kr 내용:
생성되었습니다.



개인 정보 보호 정책 | 서비스 이용 약관
 클루피우시회사 | 사업자 번호 614-87-00644 | 대표자 김기원
 (41585) 대구광역시 북구 호암로51, 벤처오피스 215호 |
 통신판매업 신고번호 제 2021-대구북구-0037호
 T.053.357.0307 | E.contact@clupea.com | 문의 02-6956-4500 (주말, 공휴일, 휴일)

K&C 한의학심리연구소
 Korean Medicine & Psychology Research Institute
 사이트 바로가기 >

2020 copyright by Clupea, Inc.

사용방법 안내

- 문자발송(기본), 문자발송(단체), 검사페이지 생성, 지필검사메뉴에서 사용방법 확인 가능
- ① 각 메뉴 상단에 사용방법 클릭



검사페이지(테블릿버전)

- kmpri.co.kr/m 으로 접속하면 태블릿 전용 화면 사용가능
- 첫화면은 온라인 검사페이지로 대상자 입력 후 확인을 누르면 대상자의 검사 페이지가 새창으로 열림
- ① 메뉴에서 온라인검사, 문자검사, 지필검사 선택 가능

K&C 한의학심리연구소
Korean Medicine & Psychology Research Institute

☰ 온라인 검사페이지

이름 _____

전화번호 01012345678 _____

생년월일 YYYY-MM-DD _____

성별

① 검사생성

- 온라인검사
- 문자검사
- 지필검사

결과페이지


• 결과페이지에서 PDF 파일로 출력가능

SPQ
사상성격검사

SPQ (사상성격검사) 결과지

이름	나이	성별	생년월일	검사자이름	검사기관	검사날짜
김민준	25	남	1997-01-15	홍길동	ABC	2023-10-27

당신의 SPQ 시행 결과는 다음과 같습니다.



	SPQ-T(SPQ 총점)	SPQ-B(SPQ 행동)	SPQ-C(SPQ 인지)	SPQ-E(SPQ 정서)
원점수	29	13	7	9
백분위 점수	96	96	83	79

* 원점수만, 각 척도에서 본인의 검사 점수를 의미합니다.

* 백분위 점수만, 각 척도에서 자신보다 점수가 낮은 사람이 얼마나 있는지를 퍼센트로 나타낸 점수입니다.

SPQ (사상성격검사)

SPQ(Sasang Personality Questionnaire)는 한의학의 음양과 사상의학에 있어서 개인의 고유한 생리심리적 특성을 객관적으로 분석하는 성격검사입니다. SPQ는 행동(SPQ-B), 인지(SPQ-C), 정서(SPQ-E)의 3가지 하위척도로 구성되어 있으며, 하위척도들을 모두 더한 값을 총점(SPQ-T)으로 활용합니다. SPQ 총점을 기준으로 3가지 음양 유형을 나눌 수 있으며, SPQ 하위척도 점수를 사용하여 행동 태도, 인지 방식 및 정서적 반응에서의 음양적 생리심리 프로파일을 분석합니다.

SPQ 결과지에서 제시하는 음양유형과 심리 프로파일의 해석과 활용에는 심리학이나 한의학 분야에서의 체계적인 지식과 임상경험을 가진 전문가와의 상담이 필요합니다.

SPQ 총점 점수를 사용하여 다음과 같은 세 개의 음양 유형으로 구분합니다.

음양 유형	특징
양인 (陽人)	SPQ-T의 백분위점수가 70~100에 해당됩니다. 외향적이고, 사회적이며, 낙천적이고, 빠르게 반응하며, 쉽게 흥분하고, 유연하며, 짜증 내기 쉽고, 정서적인 유형입니다.
평인 (平人)	SPQ-T의 백분위 점수가 30~70에 해당됩니다. 양인과 음인의 중간에 위치하는 심리적 특성을 지니고 있습니다. 한재에 잘 적응되어 변화를 위한 자극의 임계값이 높으므로, 상황과 자극에 맞추어 반응하는 유형입니다.
음인 (陰人)	SPQ-T의 백분위 점수가 0~30에 해당됩니다. 내성적이며, 신중하고, 자신을 잘 드러내지 않으며, 소극적이고, 일관적이며, 잘 조직되어 있고, 조용하고 안정적인 유형입니다.



SPQ 하위 척도 점수를 사용하여 다음과 같이 생리심리적 프로파일을 분석합니다.

하위 척도별 음양 유형	유형별 심리적 특성
SPQ-B	B (양적 행동) 외향적이고, 사회적이며, 능동적이며, 적극적이며, 활기찬 행동 태도
	b (음적 행동) 내성적이고, 독립적이고, 활발하지 않고, 수동적이며, 소극적인 행동 태도
SPQ-C	C (양적 인지) 시야가 넓고, 낙관적이고, 자신감 있으며, 솔직하고, 유연한 인지 방식
	c (음적 인지) 세심하고, 시려 깊고, 일관성 있고, 조심스럽고, 체계적인 인지 방식
SPQ-E	E (양적 정서) 민감하며, 열정적이고, 타인과 공감하며, 역동적이며, 감정적인 정서 반응
	e (음적 정서) 안정되어 있으며, 평온하고, 온화하고, 합리적이며, 감정을 잘 드러내지 않는 정서 반응

PDF 다운로드

구매하기

- 검사한 결과지를 보기 위해서는 디지털검사 코인을 구매해야 합니다.
 - 구매는 ① 상품구매메뉴에서 구매가능 합니다.
 - ② 원하는 상품을 클릭하여 구매를 진행합니다.



구매하기

- ① 상품의 개수를 선택하고 ② 장바구니 버튼이나 ③ 즉시구매 버튼을 클릭하여 구매를 진행합니다
- 알림창에서 확인을 누르면 상품구매 페이지로 이동, 취소를 누르면 장바구니로 이동

K&C 한의학심리연구소
KMPRI 소개 상품구매 고객센터 소식자료 마이페이지 로그인

상품정보

SPQ 사상성격검사 자기보고형(온라인)

구성 : 디지털 검사 50명분 코인

1 수량 : - 1 +
금액 : 150,000

2 장바구니 3 즉시구매 결과지생출

↓

kmpri.co.kr 내용:
장바구니에 상품을 담았습니다. 계속 쇼핑을 하시겠습니까?

확인 취소

저자 : 채한, 이수진
검사대상 : 만 3세-80세 (초등학생 이하 부모명칭)
검사소요시간 : 10분-15분 소요
채점방식 : 자동, 온라인채점 / 단체(OMR)

장바구니

- ① 장바구니에 담긴 항목을 확인하고 주문하기를 클릭합니다.
 - ② 구매/삭제 할 목록을 체크 하여 구매/삭제하거나, 개별구매시 즉시구매를 클릭하여 해당물품만 구매가 가능합니다
 - 합산된 금액을 확인 후 ③ 구매 페이지로 이동합니다.

The screenshot shows the '장바구니' (Shopping Cart) page. The top navigation bar includes 'K&C 한의학심리연구소', 'KMPRI 소개', '상품구매', '고객지원', '소식자료', '마이페이지', and '로그아웃'. The left sidebar contains menu items like '검사현황', '검사결과관리', '온라인검사 실시', '문자발송(기본)', '문자발송(단체)', '검사페이지 생성', '지불검사 채점', '내정보', '장바구니', '구매내역', and '내정보수정'. The main content area is titled '장바구니' and features a '전체선택' checkbox, a '선택상품 삭제' button, and a table of items. Two items are listed: 'SPQ 사상성격검사 부모평정형(온라인)' and 'SPQ 사상성격검사 자기보고형(온라인)', both priced at 150,000. A '즉시구매' button is next to each item. A '결제예정금액' summary box on the right shows '총 상품 금액 300,000원', '배송비 0원', and '총 결제 금액 300,000원'. A '선택상품 주문하기' button is located at the bottom right. Red dashed boxes and numbered callouts (1, 2, 3) highlight the '장바구니' menu item, the item list, and the '주문하기' button respectively.

선택	상품명	수량	가격
<input checked="" type="checkbox"/>	SPQ 사상성격검사 부모평정형(온라인)	1	150,000
<input checked="" type="checkbox"/>	SPQ 사상성격검사 자기보고형(온라인)	1	150,000

결제예정금액	
총 상품 금액	300,000원
배송비	0원
총 결제 금액	300,000원

구매하기

- 배송지 정보를 입력한 후 ② 결제수단을 선택합니다.
 - ① 견적서, 사업자사본 또는 입금계좌 사본이 필요하신 분은 각 항목을 클릭하면 이미지를 볼 수 있습니다.
 - 계좌이체의 경우, 입금 하신 후 확인요청을 하셔야 저희 쪽에서 확인한 후 승인을 해드립니다.

K&C 한의학심리연구소 KMPRI 소개 상품구매 고객지원 소식자료 마이페이지 로그인

☰ 견사현황
☑ 견사결과관리
☑ 온라인검사 실시
☑ 문자발송(기본)
☑ 문자발송(단체)
☑ 검사데이터 생성
☑ 자료검사 채점
☑ 내정보
☑ 장바구니
☑ 구매내역
① 내정보수정

☞ 주문하기

상품정보

1 견적서 사업자사본 입금계좌

상품명	수량	금액(원)
SPQ 사상성격검사 자기보고형(온라인)	1	150,000
테스트용(10%)		- 15,000
최종결제금액		135,000

배송지정보

* 주소를 확인해주세요. 입금확인이 완료되면 주문하신 상품이 준비됩니다.

배송지선택 기본배송지 신규배송지

수령인
연락처
주소
배송시 요청사항

결제정보

※ 계좌이체 시
1) 대구은행 504-10-300864-4 클루피주식회사(김기환)
2) 세금계산서 발행은 입금 후 입금자명, 사업자등록증 발송(contact@kmpri.co.kr) 시 확인하여 2일 이내 발행하고 있습니다.
3) 기업회원일 경우, 사업자등록번호로 계산서 발행하며, 개인회원일 경우, 휴대폰번호로 현금영수증을 발행합니다.
4) 입금 계좌번호외 금액을 확인하여 입금을 완료한 뒤 입금확인요청 버튼을 눌러주세요.

※ 카드결제가능
1) 신용카드 버튼을 선택하여 결제를 진행하시면 됩니다.

2 결제수단 신용카드 계좌이체

입금확인요청

내정보

- 내정보에서 ①비밀번호를 수정하거나 ②개인정보를 변경 할 수 있습니다.
- 면허번호, 사업자번호 입력이 필요한 경우 수정버튼을 눌러 추가로 입력이 가능합니다.
- ③ 탈퇴를 할 수 있습니다.

The screenshot shows the '내정보' (My Information) page of the K&C website. The page is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains navigation links such as '검사결과관리', '온라인검사 실시', '문자발송(기본)', '문자발송(단체)', '검사제어지 생성', '자판검사 채점', '내정보', '장바구니', '구매내역', and '내정보수정'. The main content area is titled '내정보' and contains a form for editing personal information. The form fields include '이름', '면허번호', '상호', '사업자번호', '업태', '업종', '이메일', '연락처', and '주소'. Below these fields are several statistics: 'SPQ 자기보고형 : 1,441개', 'SPQ 무도평정형 : 725개', 'K-BDI-II 백우율척도 : 77개', 'K-BAI 백분위척도 : 85개', 'K-BHS 백분위척도 : 89개', 'KPRC 한국아동인성평정척도 : 93개', and 'K-BSS 백자살사고척도 : 96개'. At the bottom of the form, there are three buttons: '비밀번호변경' (1), '수정' (2), and '회원탈퇴' (3). The '비밀번호변경' button is highlighted with a red dashed box and a red circle containing the number 1. The '수정' button is highlighted with a red dashed box and a red circle containing the number 2. The '회원탈퇴' button is highlighted with a red dashed box and a red circle containing the number 3.

구매내역

- 구매내역을 확인 할 수 있습니다.
 - 계좌이체를 한 경우, 관리자가 입금을 확인하면 ①결제완료로 변경이 되며, 코인이 추가 됩니다.
 - 결제완료가 되면 ②거래명세서를 확인 할 수 있습니다.
 - 각 항목을 클릭하면 결제/배송 진행상태를 확인 할 수 있습니다.

K&C 한의학심리연구소
KMPRI 소개 상품구매 고객센터 소식자료
마이페이지 | 로그인

☰ 검사현황
☰ 검사결과관리
☰ 온라인검사 상시
☰ 문자발송(기본)
☰ 문자발송(단체)
☰ 검사페이지 생성
☰ 자료검사 채점
☰ 내정보
☰ 정보관리
☰ 구매내역
☰ 내정보수정

구매내역

구매번호	상품명	수량	금액	구매일	거래방법	상태	거래명세서
97	SPQ 사상성격검사 자기보고형(온라인) 외 1건	3	405,000 원	2021-01-28	계좌이체	입금확인중	거래명세서
91	SPQ 사상성격검사 메뉴얼 외 2건	3	279,000 원	2021-01-22	계좌이체	입금확인중	거래명세서
90	SPQ 사상성격검사 메뉴얼 외 1건	2	160,000 원	2021-01-22	계좌이체	입금확인중	거래명세서
88	SPQ 사상성격검사 메뉴얼	1	12,500 원	2021-01-22	계좌이체	입금확인중	거래명세서
83	SPQ 사상성격검사 부모평정형(온라인)	1	150,000 원	2021-01-21	계좌이체	입금확인중	거래명세서
127	SPQ 사상성격검사 메뉴얼	1	11,500 원	2021-03-24	신용카드	결제완료	거래명세서
126	SPQ 사상성격검사 부모평정형(지필)	1	135,000 원	2021-03-24	계좌이체	결제완료	거래명세서
125	SPQ 사상성격검사 자기보고형(지필)	1	135,000 원	2021-03-15	계좌이체	결제완료	거래명세서
106	한국어판 백자살사고척도 K-BSS (지필)	1	108,000 원	2021-02-22	계좌이체	결제완료	거래명세서
104	KPRC	1	270,000 원	2021-02-09	계좌이체	결제완료	거래명세서

거래명세서

연락처	2021년 01월 04일	사업자번호	614-87-00644	
받는분	홍길동 귀하	상호	클루피 주식회사	대표자 김기환
연락처		사업장 소재지	41585 대구광역시 북구 호암로 51, 대구상상창조캠퍼스 벤처오피스 215호	
아래와 같이 견적합니다.	공급자	업태	과학 및 기술서비스업	업종 컴퓨터프로그래밍 서비스업
		전화번호	+82-53-357-0307	팩스번호 +82-53-358-0307

No	세부내역	Cost	수량	소계
1	SPQ 사상성격검사 자기보고형(온라인)	150,000	1	150,000
총액				150,000

(Unit Cost : Won)

• 견적서 유효기간 : 7일

출력하기 닫기

K&C 한의학심리연구소
Korean Medicine & Psychology Research Institute
사이트 바로가기

MEMO



Lined area for writing the memo content, consisting of 25 horizontal lines.



SPQ

사상성격검사

Sasang Personality Questionnaire

저자소개

채 한(현, 부산대학교 한의학과 교수)

이수진(현, 경성대학교 심리학과 교수)
